

KRYOLIPOLYSE

COOLMAX™ SICHER UND EFFEKTIV

TECHNISCHE DATEN

APPLIKATOREN	ZWEI MITTLERE INKLUSIVE (OPTIONAL) GROß 125X217X141 mm KLEIN 100X146X111 mm
KÜHLEISTUNG	-10° ~ 5° C EINSTELLBAR
VAKUUMDRUCK	BIS ZU 80 mmHG
DISPLAY	7" FARB-LCD TOUCH
ABMESSUNGEN	333 X 441 X 1081 mm / 60 kg
ELEKTR. ANSCHLUSS	230 V / 50-60 Hz



COOLMAX™
Integrated Technology™

**SICHERES UND WIRKSAMES
KYROLIPOLYSE-VERFAHREN**



 **BEAUTY TECH**

BEAUTY TECH Medical Aesthetic

Westickerstr.4 58730 Fröndenberg, Germany - Tel.: +49 2373 39530 21 - E-Mail : info@beauty-tech.de - Web : www.beauty-tech.de

HÜFTE EISIGE METHODE
GESÄß BAUCH RÜCKEN TAILLE / FLANKE
NICHT-INVASIVE BEHANDLUNG REITERHOSEN
OBERSCHENKEL UNTERSCHENKEL

DREI TECHNOLOGIEN IN EINEM GERÄT INTEGRIERT

- ✓ **KRYO METHODE**
- effektive Kühlung ohne Ausfall
- ✓ **VIBRATION TECHNOLOGIE**
- reduziert Schmerzen, unterstützt Lymphdrainage
- ✓ **LED - BEHANDLUNG**
- mit Wirkung des LED-Lichts für bessere Resultate



**KEINE OPERATION
KEINE NARKOSE
KEINE INVASIVEN EINGRIFFE**

COOLMAX DUAL ist bereits weltweit im Einsatz und hat tausende zufriedene Anwender überzeugt. Mehr als 3000 verkaufte Geräte in über 50 Ländern sprechen für sich!

COOLMAX™ ganz ohne Operation und Ausfallzeit

**COOLMAX™ WIRD GENAU DORT ANGEWENDET WO SIE ES MÖCHTEN:
OBERSCHENKEL, REITERHOSEN, GESÄß, WADEN, BAUCH, HÜFTEN, RÜCKEN, OBERARME**

BESONDERHEITEN

- 1. Ein konstanter Vakuum**
- bis zu 80 mm Hg
- 2. Extreme Kühlleistung**
- einstellbar bis -10°C
- 3. Drei verschiedene Applikatoren**
- kleinere Flächen sind behandelbar

ANWENDUNGSGEBIETE

- 1. Oberkörper**
- Arme, Brust, Taille, Bauch, Rücken, Schulter
- 2. Unterkörper**
- Reiterhosen, Ober- & Unterschenkel, Beine
- 3. Hautbildverbesserung & Straffung**
- Kombination von Kryo und LED