

LM LASEMAR1500

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Diodenlaser (GaAs)
Laserklasse	4
Wellenlänge	1470 nm
Ausgangsleistung	max. 15 Watt
Betriebsart	Pulsbetrieb - Dauermodus
Anzahl von Impulsen pro Sequenz	Von 1 bis 100
Pulslänge	Einstellbar von 1 bis 9000 ms - Schrittweite 1ms
Elektrische Versorgung	AC 230 V 50/60 Hz

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	305 mm x 350 mm x 15 mm
Gewicht	8,5 kg



EUFOTON
medical lasers



LASEMAR® 1500,
lieferbar in SILBER, SCHWARZ, GOLD und ROT

 **BEAUTY TECH**

Schwitterberg 111
D-58708 Menden
Telefon: +49 2373 395 30 20

E-Mail : info@beauty-tech.de
Web : www.beauty-tech.de




LM LASEMAR1500

EUFOTON
medical lasers




 **BEAUTY TECH**



endolift

1470 NM: DIE GOLDSTANDARD-WELLENLÄNGE FÜR WASSER- UND FETTABSORPTION



LASEmaR® 1500 ist ideal für die ästhetische Medizin, plastische Chirurgie und endovenöse Chirurgie. Durch seine spezifische Wellenlänge emulgiert das Fett einfach und schnell für die laserunterstützte Lipolyse. Das niedrigere Energieniveau von Endolift® ist eine vorteilhafte Ergänzung für die Straffung der Haut. LASEmaR® 1500 wird mit der LIGHTSCAN™-Technologie zur allmählichen Verjüngung der Haut und zur Behandlung von Aknenarben eingesetzt. In der phlebologischen Chirurgie ist LASEmaR® 1500 bei 1470 nm derzeitiger Goldstandard für die endovenöse Laserablation.

DER VIELSEITIGSTE 1470-NM-LASER

ENDOLIFT® | LADYLIFT® | LIGHTSCAN™

LASERUNTERSTÜTZTE LIPOLYSE | PHLEBOLOGIE | PROKTOLOGIE

ALLGEMEINE CHIRURGIE | MEDIZINISCHE THERAPIE

DIE NEUE KÖNIGSKLASSE DES FACELIFTINGS- LASERGESTÜTZTE ENDOLIFT® METHODE

ENDOLIFT® ist ein minimalinvasives Laserverfahren, das in der endo-geweblichen (interstitiellen) ästhetischen Medizin eingesetzt wird. Die Wirkung erstreckt sich sowohl auf tiefe als auch oberflächliche Hautschichten, Straffen und Schrumpfen der Bindegewebssepten, Stimulieren der Kollagenproduktion und die Reduzierung von übermäßigem Fettgewebe.

- WIEDERAUFBAU DER GESICHTSKONTUREN
- NATÜRLICHE ERGEBNISSE MIT NUR EINER BEHANDLUNG
- LANGFRISTIGE & ZUFRIEDENSTELLENDEN ERGEBNISSE
- SCHONENDES VERFAHREN, KEINE AUSFALLZEIT FÜR DIE PATIENTEN

NUR EINE BEHANDLUNG | KEINE ANÄSTHESIE | SOFORTIGE ERGEBNISSE

ENDOLIFT® ermöglicht eine nichtchirurgische Behandlung zur Bildung neuer Hautstrukturen, für bessere Hautliftung und die Reduzierung überschüssigen Fetts.

Für die ENDOLIFT®-Behandlung werden Eufoton®-spezifische mikrooptische FTF-Fasern (verschiedene Durchmesser, je nach Behandlungsbereich) verwendet. Sie können diese ohne Einschnitte oder Anästhesie unter die Haut einführen. Direkt in der oberflächlichen Hypodermis bildet sich ein Mikrotunnel, der entlang der Antigravitationsvektoren ausgerichtet ist.

Die FTF-Mikrolichtleitfasern wirken in der Dermis wie ein intradermaler Lichtweg und übertragen die Laserenergie. So entstehen sofort sichtbare Ergebnisse. Für die Patienten bringt diese Behandlung nur Vorteile mit sich: minimale bis gar keine Ausfallzeiten, keine Schmerzen oder Erholungszeiten. Sie können schon kurz danach wieder arbeiten und alle Freizeitaktivitäten ausführen.



ENDOLIFT® ERMÖGLICHT EINE NICHTCHIRURGISCHE BEHANDLUNG ZUR BILDUNG NEUER HAUTSTRUKTUREN, FÜR BESSERE HAUTSTRAFFUNG UND DIE REDUZIERUNG ÜBERSCHÜSSIGEN FETTS

Vorteile ENDOLIFT® Methode

<p>Ambulante Behandlung, schnell und sicher</p>	<p>Keine oder minimale Erholungszeit, Keine Schnitte</p>	<p>Langfristige Wirkung, - nur eine Sitzung nötig</p>	<p>sichere, sichtbare und sofortige Ergebnisse</p>	<p>Behandlungen sind voreingestellt, intuitive Bedienung</p>
---	--	---	--	--