

PLAXPOT
EIN INSTRUMENT FÜR
EINFACH UND SCHNELL
DURCHFÜHRBARE
BEHANDLUNGEN



Der Plaxpot wandelt Gas in Plasmablitz um. Er ermöglicht Ihnen eine präzise Anwendung und schont dadurch das umgebende Gewebe.

PLAXPOT

PLAXPOT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenz	70 kHz
Ausgangsleistung	0,7, 1,0, 2,0 Watt
Modus	Kontinuierlich, Puls
Pulsfrequenz	10, 20, 40, 100, 200 Hz
Display	1,5" Farb-OLED
Ladestation	9V DC / 1000mA
Akkuleistung	7,4 V 850mAh Lithium polymer
Plasmaabgabe	Wechselbare Aufsätze

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Gewicht	110 g
Abmessungen	197 x 40 x 38 mm
Material	PC/ABS-Harz



BEAUTY TECH

BEAUTY TECH Medical Aesthetic

Westlocherstr.4 58730 Fröndenberg, Germany - Tel.: +49 2373 39530 21 - E-Mail: info@beautytech.de - Web: www.beautytech.de



PLAXPOT
ION MULTIPLASMA SYSTEM

**KEINE ELEKTRISCH ERZEUGTE
SONDERN ION PLASMA ARC
FÜR DIE BESTEN ERGEBNISSE
EINER PLASMABEHANDLUNG**



**PERFEKTER
LIEFERUMFANG**

Plaxpot ist nicht nur perfekt in Design und Funktionalität. Sein großer Lieferumfang deckt alle möglichen Indikationen perfekt ab. Design & Qualität = Mehrwert



PLAXPOT™

TECHNOLOGY MEETS DESIGN

Diese Synergien treffen bei Plaxpot aufeinander. Innovative Technologie vereint mit excellenten Design.

Die Bedürfnisse aus der Praxis wurden in diesem Gerät vereint. Ein Plasmagenerator ausgestattet mit Hightech.

Anstatt einfacher »continous«-Modus verfügt Plaxpot zusätzlich den »pulse«-Modus, damit werden die Indikationen erweitert und Nebenwirkungen minimiert.

BEAUTY TECH
Die einfach bessere Wahl



WIE FUNKTIONIERT PLAXPOT ?

Der Plaxpot ist ein Plasmagenerator, der für ein breites Indikationsspektrum entwickelt wurde. Er erzeugt eine Wolke aus geladenen, ionisierten Partikeln, die präzise oberflächliche Hautschichten abträgt. Plaxpot ermöglicht eine punktuelle Sublimationstechnik. Diese ermöglicht es ganz präzise die epidermalen Hautschichten abzutragen. Die Haut ist nach der Plasmabehandlung sichtbar gestrafft und heilt schnell.

PRAXISORIENTIERTES DESIGN

- ▶ Multifunktionales Plasmasystem
- ▶ Einfache Bedienung über OLED-Display
- ▶ Einstellbare Frequenz und Energie
- ▶ Kabellos und einfach zu bedienen

Die Anwendung ist für Ihre Patienten viel angenehmer als eine Operation oder Laserbehandlung.

Meist reicht eine Betäubung mit einer Creme aus. Die Anwendung kann dadurch ambulant durchgeführt werden. Risikoarme Behandlung steigert schnell und schonend die Lebensqualität Ihrer Patienten.

Ihre Patienten werden von den Ergebnissen begeistert sein.

INDIKATIONEN

- | | |
|---|-----------------------------|
| FALTENBEHANDLUNG, REDUKTION VON FRÄTCHEN | GUTTARTE HAUTVERÄNDERUNGEN |
| LIDSTRÄUFLUNG OHNE OPERATION | STRIAE DISTENSIAE |
| ANERKENNUNG MIT EFFEKTIVEN ERGEBNISSEN | LENTIGO, HÄMANGIOM, ANGIOME |
| NARVEN- UND ANERKENNEN KORREKTUR | UNFALL- UND POST-OP NARVEN |
| VITALE AUSSEHEN DURCH OPTISCHE VERJÜNGUNG | PARODONTOSE |
| PIGMENTFLECKEN, ALTERSFLECKEN | LABIPLASTY |
| FIBRINE, MILIEN, XANTHELASMEN, KELOIDE | TATTOOENTFERNUNG |

